

VANTAGGI

- Realizzato al computer si adatta perfettamente ai denti
- Grande comfort, dà una piacevole sensazione in bocca
- Ottima igiene orale, possibilità di usare il filo interdentale
- Sagomato lungo la superficie dentale estremamente flessibile, materiale con memoria di forma
- Materiale biocompatibile Nitinol®
- Veloce da applicare
- Garantito 24 mesi in caso di frattura
- Ridotti tempi di rifinitura
- Particolarmente adattabile nell'arcata superiore

COMPARAZIONE



Retainer Convenzionale



Retainer MEMOTAIN®

M
MEMOTAIN®

UN RETAINER
RIVOLUZIONARIO



L.O.Ve. (www.loveortodonzia.it)
Laboratorio Ortodontico Veneto
di Michele Iannotta
Via Savelli, 21
35129 Padova
tel. 049 772328

by CA DIGITAL

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

I denti si muovono, durante la vita. Nel tempo più del 50% delle persone presentano affollamento anteriore.

Armonizzato

Arcata dentale ideale



Fase I

Affollamento lieve



Fase II

Affollamento medio



Fase III

Grave affollamento



OPZIONI DI TRATTAMENTO

Correzione della malocclusione con allineatori e stabilizzazione con Retainer MEMOTAIN®.



Oppure stabilizzazione dell'attuale occlusione con Retainer MEMOTAIN®.



IGIENE ORALE

La conformazione precisa del MEMOTAIN® crea le condizioni per un'ottima igiene orale.

Con MEMOTAIN® si evitano carie interprossimali, parodontosi e formazione di tartaro.



È possibile usare il filo interdentale sia sopra che sotto il MEMOTAIN®.



M
MEMOTAIN®
by CA DIGITAL